

PROFESIONÁLNÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE POMOCÍ GLUKÓZOVÉHO SENZORU

Číslo výkonu:

13075

Autorská odbornost:

(103) diabetologie

Popis:

Glukózový senzor se zavádí do podkoží a monitorace probíhá 7 až 14 dní. Výkon slouží k optimalizaci terapie diabetika a v závislosti na indikaci se provádí v tzv. zaslepeném módu nebo se zobrazením v reálném čase. Indikací k výkonu je podezření na neuspokojivou kompenzaci (například zvýšený výskyt hypoglykemií, fenomén svítání, postprandiální hyperglykémie, zvýšená labilita diabetu, glykovaný hemoglobin > 53 mmol/M).

Čím výkon začíná:

Kontaktem s pacientem, vysvětlením průběhu vyšetření a zaučení v obsluze přístroje.

Obsah a rozsah výkonu:

1. Aplikace senzoru do podkoží pomocí speciálního aplikátoru (inserter), propojení s glukózovým monitorem, stabilizace senzoru po dobu cca 30 minut. 2. Inicializace měření na glukózovém monitoru. 3. Edukace pacienta o zadávání údajů o kalibračních glykemiích, aplikaci inzulínu, příjmu potravy, fyzické aktivitě 4. Při "real time" monitoraci edukace pacienta o úpravách režimu v případě hypoglykemií nebo hyperglykemií 5. Zadání kalibrační glykémie za cca 60 minut od inicializace měření.

Čím výkon končí:

1. Po ukončení kontinuální monitorace lékař vypne monitoraci a vyjme senzor z podkoží. 2. Stažení všech dat z přístroje do PC k dalšímu vyhodnocení lékařem. K uvedenému je určen speciální software, který je součástí systému. SW podává přehled o naměřených glykemiích ve formě tabulek a grafů (modální den, pre- a postprandiální hodnoty, údaje o přesnosti měření a podobně), tisk výsledků. 3. Vyhodnocení výsledků monitorace za účelem optimalizace terapie a záznam do dokumentace

Kategorie: P - hrazen plně)

Omezení místem: A - pouze ambulantně

Omezení frekvencí: 3/1 rok

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 90

Podmínky:

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
301	dětské lékařství	3,28

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	diabetolog a dětský lékař		90		844,6284
Celkem:						844,63

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
M5546	Senzor pro kontinuální stanovení koncentrace glukózy		1	ks	1587,5	1587,5
					Celkem: 1 587,50	1 587,50

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
							Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
P0252	Continuous Glucose Monitoring System Guardian RT	0,5	0	4	100,00 %	32 000,00	100,00
							Celkem: 32 000,00 100,00

ZUM:

Kód	Název

ZULP:

Kód	Název

Body	Přímé 2 532	Režijní 295	Celkem 2 827
-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Revize stavu výkonu Poslední revize dne